

HEPRO⁺.CH

HEPPY EYE


Augenspülstation
Gebinde: Flasche 500 ml
Art. Nr.: 023 00 03



Eigenschaften

- Sichert eine rasche und effektive Augenspülung
- Ausgestattet mit Anwendungspiktogrammen
- Für Arbeitsplätze ohne Staub oder Schmutz

Anwendung



1. Drehen Sie den grünen Verschluss der Augenspülstation um 360°.
2. Halten Sie die nun offene Augenspülstation an das betroffene Auge.
3. Die Augenspülstation ist zum einmaligen Gebrauch gedacht.
Entsorgen Sie diese nach der Anwendung um Infektionsrisiken zu vermeiden.

Technische Daten

Flaschenmaterial	Polyetylen ohne Zusatzstoffe
Flascheninhalt	505 - 512 ml
Flaschenboden ∅	78 mm
Flaschenhöhe	183 mm

Hinweise

Lagerung: Lagern Sie das Produkt bei mindestens 5°C und maximal bei 40°C.
Haltbarkeit: 42 Monate ab Herstellungsdatum

Das Dokument ist ausschließlich für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Es dient zur unverbindlichen Information und basiert auf dem derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Der Anwender hat die Pflicht, selbstständig zu prüfen, ob die Produkte für die beabsichtigten Anwendungen und Zwecke geeignet sind. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Qualität oder Haltbarkeit der von uns gelieferten Waren dar. Wir behalten uns das Recht vor, innerhalb angemessener Grenzen technische Änderungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollte auch das aktuelle EU-Sicherheitsdatenblatt berücksichtigt werden.