



Eigenschaften

- Einfache und unkomplizierte Anwendung
- Sie benötigen keinen Techniker oder Labor Fachpersonal
- Schnelle und sichere Desinfektionskontrolle Ihrer Geräte

Anwendung

1. Sie bestellen bei uns per E-Mail die benötigte Menge an Hygieneprüfsets. Gerne können Sie uns hierfür einfach die Anzahl und Art Ihrer zu prüfenden Maschinen nennen, wir errechnen die benötigte Menge.
2. Sie erhalten von uns per Lieferung Ihre Hygieneprüfsets inkl. Anwendungshinweisen und können nun die Geräte Prüfung selbst durchführen. Sie benötigen keinen Techniker oder Labormitarbeiter vor Ort!
3. Nach dem Rückversand der Bioindikatoren und der Analyse in unserem Fachlabor, erhalten Sie Ihre Auswertungsergebnisse und Hygiene-Zertifikat.



Hinweise

Haltbarkeit: Da sich auf den Keimträgern lebende Mikroorganismen befinden, hat das Hygieneprüfset, Typ HEPPY CONTROL eine begrenzte Haltbarkeit von sechs Wochen. Sie erhalten bei Lieferung immer Hygieneprüfsets, die diese Haltbarkeit von sechs Wochen noch aufweisen, sodass Sie in Ihrer Zeitplanung flexibel bleiben. Diese Haltbarkeit gilt auch bei Lagerung in Raumtemperatur.

Das Dokument ist ausschließlich für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Es dient zur unverbindlichen Information und basiert auf dem derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Der Anwender hat die Pflicht, selbstständig zu prüfen, ob die Produkte für die beabsichtigten Anwendungen und Zwecke geeignet sind. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Qualität oder Haltbarkeit der von uns gelieferten Waren dar. Wir behalten uns das Recht vor, innerhalb angemessener Grenzen technische Änderungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollte auch das aktuelle EU-Sicherheitsdatenblatt berücksichtigt werden.